

土壤铵态氮试剂盒说明书

(货号：ADS-F-N010 分光法 48 样)

一、产品简介：

氮元素以铵根离子的形态存在并流通于土壤中，为土壤铵态氮。其溶解度大，易被植物吸收，所以常被用作化肥。本试剂盒采用氯化钾溶液浸提，浸提液中的铵态氮在强碱的环境下与次氯酸盐和苯酚作用，生成水溶性染料靛酚蓝，溶液颜色稳定。其在 625nm 处有特征吸收峰，吸光值与铵态氮含量成正比。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	液体 22mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	A: 液体 6mL×4 瓶 B: 液体 1 支	4°C保存	临用前取 55μL 的 B 液进一瓶 A 液中，混匀后作为试剂二使用。混匀后的试剂二于一周内用完。
试剂三	液体 5mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	液体 1mL×1 支	4°C保存	若重新做标曲，则用到该试剂

三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、常温离心机、移液器、蒸馏水、振荡仪。

四、土壤铵态氮的测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样本情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

称取约 0.1g 新鲜土样，加入 1mL 提取液，涡旋混匀，室温振荡提取 1h，12000rpm 常温离心 10min，取上清液。

2、上机检测：


- ① 可见分光光度计预热 30min，设置温度在 25°C，设定波长为 625nm，蒸馏水调零。
- ② 所有试剂在使用前均须在室温或 25°C 水浴锅中温育 10min。
- ③ 在 EP 管中按照下表依次加入试剂：

试剂 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)
样本	80	
提取液		80
试剂一	400	400
试剂二	400	400
充分混匀，25°C 静置 1h		
试剂三	80	80
充分混匀，全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿，于 625nm 处测定吸光值，分别记为 A 测定管和 A 空白管， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$ 。		

【注】若 ΔA 在零附近徘徊，可增加土壤质量 W（如增至 0.3g），或在反应阶段增加样本加样量 V1（如增至 200μL，则试剂一和试剂二分别减至 340μL，总体积保持不变），改变后的 W 和 V1 需重新代入公式计算。

五、计算公式：

1、标准曲线: $y = 2.7304x - 0.0086$; x 是标准品质量 (μg), y 是 ΔA 。



2、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 含量(mg/kg 鲜土)=[$(\Delta A+0.0086) \div 2.7304$] $\div (W \times V1 \div V)$
= $4.58 \times (\Delta A+0.0086) \div W$

$V1$ ---反应体系中加入样本体积, 0.08mL;

V ---加入提取液体积, 1mL;

W ---样本质量, g

附: 标准曲线制作过程:

- 1 标准品母液 (1mg/mL 的氮):
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品: 0, 1, 2, 3, 4, 5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 按照测定管操作表加样操作, 依据结果制作标准曲线。