

## 单胺氧化酶(MAO)检测试剂盒(醛苯腙比色法)

#### 产品简介

单胺氧化酶(Monoamine Oxidase, MAO)是一组催化多种单胺类化合物氧化脱氨的酶,属于细胞外酶,含有铜离子,分布于肝脏、肾脏等组织的线粒体内,其含量分布为肝脏 > 心脏 > 肾脏 > 脑 > 肺 > 骨骼肌。血小板、胎盘中也含有MAO,线粒体中MAO与膜紧密结合,仅少量为可溶性的,存在于细胞质中,血液和结缔组织中MAO为水溶性。

单胺氧化酶(MAO)检测试剂盒(醛苯腙比色法)其检测原理是待测样品在MAO作用下,氧化底物苄胺生成苄醛,后者经催化反应生成醛苯腙,呈棕红色,通过分光光度计检测470nm处吸光度,根据标准曲线即可测出MAO活力。50T试剂盒可检测约20个样本。该产品仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

#### 产品组成

编号	ADS038TE0	Storage
名称	50T	Storage
试剂(A): 苄醛标准(5mmol/L)	1ml	4℃ 避光
试剂(B): MAO Assay buffer	30ml	RT
试剂(C): 苄胺缓冲液	3ml	4℃ 避光
试剂(D): 苄醛显色液	25ml	4℃ 避光
试剂(E): 苄醛显色缓冲液	100ml	RT
使用说明书		1份

#### 自备材料

- 1、蒸馏水
- 2、离心管或小试管、精密天平
- 3、比色杯、分光光度计、恒温箱或水浴锅

#### 操作步骤(仅供参考)

- 1、准备样品:
  - ①血浆、血清和尿液样品:血浆、血清按照常规方法制备,可以直接用于本试剂盒的测定,尿液通常也可以直接用于测定,-20℃冻存,用于MAO的检测。
  - ②细胞或组织样品:取恰当细胞或组织进行匀浆,低速离心取上清,-20℃冻存,用于MAO的检测。

③高活性样品:如果样品中含有较高活性的MAO,可以使用MAO Assay buffer稀释。

2、稀释标准品:用MAO Assay buffer稀释苄醛标准(5mmol/L)至0.5mmol/L,即为苄醛标准工作液(0.5mmol/L),4℃保存备用,按下表制备标准曲线。

加入物(ml)	1	2	3	4	5	6
苄醛标准工作液(0.5mmol/L)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.12	0.16
MAO Assay buffer	0.74	0.73	0.71	0.67	0.63	0.59
相当于苄醛(nmol/管)	5	10	20	40	60	80
相当于 MAO 单位(nmol/h·ml)	12.5	25	50	100	150	200

3、MAO加样:按照下表设置空白管、对照管、标准管、测定管,溶液应按照顺序依次加入 ,并注意避免产生气泡,如果样品中的酶活性过高,可以减少样品用量或适当稀释后再 进行测定。

加入物(ml)	空白管	标准管	对照管	测定管			
待测样品(如血清等)	<u>a — (a</u>	_	0.2	0.2			
MAO Assay buffer		_	0.5	0.5			
苄胺缓冲液		/_	<u> </u>	0.05			
混匀 , 37℃水浴 2h							
MAO Assay buffer	0.75		_	_			
系列标准品(1~6号)		0.75	_				
<mark>苄醛显</mark> 色液	0.5	0.5	0.5	0.5			
苄胺缓冲液	4		0.05	_			
混匀,37℃水浴 20min							
苄醛显色缓 <mark>冲</mark> 液	2	2	2	2			

4、MAO测定:混匀,以蒸馏水调零,比色杯光径1cm,分光光度计470nm处测定吸光度(记为A空白、A标准、A对照、A测定)。

计算:MAO活性单位的定义:在37℃1ml血清中MAO1h催化底物产生1nmol苄醛为一个MAO酶活力单位,根据酶活性定义计算出样品中的MAO活性。

以0.75 ml系列标准品(1~6号)所含苄醛nmol数对应的MAO活性单位 $(nmol/h\cdot ml)$ 为横坐标,以 $(A_{\text{标准}}-A_{\text{空h}})$ 吸光度之差值为纵坐标,绘制标准曲线,用待测样品 $(A_{\text{测定}}-A_{\text{对照}})$ )吸光度之差值在标准曲线上查出待测样品的MAO活性。当酶活力高于200U/ml时,应将样品适当稀释后重新测定,结果乘以稀释倍数。

标准曲线制作中各管MAO活性单位(U/ml或nmol/h·ml)

=苄醛nmol数/(2×0.2)



= 苄醛 nmol 数×2.5

血清 MAO 活力(U/ml 或 nmol/h·ml)

- =苄醛 nmol 数×N/(t×V<sub>s</sub>)
- =苄醛 nmol 数×2.5×N
- =标曲中查出的样品 MAO 活性×N 组织 MAO 活力(U/mg 或 nmol/h·mg)
- =苄醛 nmol 数×V<sub>T</sub>×N/(t×V<sub>s</sub>×m)
- =苄醛 nmol 数×2.5×V<sub>T</sub>×N/m
- =标曲中查出的样品 MAO 活性×V<sub>T</sub>× N/m

式中: V<sub>T</sub>=待测样品总体积(ml)

N = 待测样品检测前的稀释倍数

V<sub>s</sub> =检测时所用样品体积(ml) = 0.2

t=反应时间(h)=2

m=待测样品质量(mg)

### 注意事项

- 1、胆红素浓度小于257μmol/L,血红蛋白浓度小于4g/L,对MAO活力检测没有影响。
- 2、标准曲线制作中各管苄醛nmol数乘以2.5得MAO活性单位数。
- 3、若将上述定义的酶活性单位更换为国际单位,应除以60。
- 4、加入苄醛显色缓冲液后,应1h内检测完毕。
- 5、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


**有效期**: 6个月。低温运输,按要求保存。

附录:参考标准曲线范围:在室温条件下通过分光光度计470nm测定MAO活性标准在0、

12.5、25、50、100、1<mark>50、</mark>200U/ml时的吸光度,并做出其标准曲线如下:



# 单胺氧化酶(MAO)检测试剂盒(醛苯腙比色法)



注意:由于检测仪器和操作手法等条件的不同,参考值范围会有不同,该值仅供参考,对于要求精确计算苄醛含量的,可以进行多点重复测定;根据测定经验显示12.5U/ml以下、200U/ml以上标准曲线会有偏差。