

## 过氧化氢酶(CAT)检测试剂盒(紫外微板法)

### 产品简介

过氧化氢酶(Catalase, CAT)又称触酶, 是一类以铁卟啉为辅基的结合酶, 由四个相同亚单位组成的四聚体酶, 共含4分子的亚铁血红素作为辅基, 分子量约为24KD, CAT能将细胞代谢产生的毒性物质过氧化氢迅速清除, 可与GSH-Px共同保护巯基酶、膜蛋白、过氧化氢解离。

过氧化氢酶(CAT)检测试剂盒(紫外微板法)检测原理是血清或血浆等样品 $H_2O_2$ 在240nm处有强烈吸收, 过氧化氢酶能分解 $H_2O_2$ , 使待测溶液吸光度随反应时间而减少, 通过紫外酶标仪测定240nm处吸光度, 根据测定吸光度的变化速度即可测出过氧化氢酶的活性, 主要用于测定植物组织、血清、血浆等样本中过氧化氢酶的活性, 紫外法又称紫外分光光度计法或紫外吸收法, 该酶的检测对于研究植物代谢强度及抗旱、抗病能力有一定的价值。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS073TE0	Storage
	100T	
试剂(A): $H_2O_2$ 基液	2×1ml	4°C避光
试剂(B): CAT Assay Buffer(2.5×)	2×250ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 自备材料

- 1、蒸馏水、生理盐水
- 2、研钵或匀浆器
- 3、离心管、离心机
- 4、水浴锅或恒温箱
- 5、96 孔 UV 板、全波长酶标仪

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、配制CAT Assay Buffer 工作液: 按CAT Assay Buffer(2.5×): 蒸馏水=1: 1.5的比例稀释, 即获得CAT Assay Buffer工作液, 4°C预冷待用。
- 2、配制100mM  $H_2O_2$  基液: 该试剂盒提供的 $H_2O_2$ 基液中的 $H_2O_2$ 浓度约为1M, 由于过氧化氢不是非常稳定, 使用前需自行测定过氧化氢的实际浓度, 把浓度约为1M 的 $H_2O_2$ 基液用CAT Assay Buffer工作液稀释100倍, 使 $H_2O_2$ 浓度约为10mM; 分光光度计测定 $A_{240}$ (一

一般情况下新配制的10mM H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 基液A<sub>240</sub> 在0.45左右, 经过3个月以后A<sub>240</sub> 在0.42左右),  
H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 浓度(mM)=22.94×A<sub>240</sub>。从而计算出该试剂盒提供的H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>基液中H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 的实际浓度  
, 然后根据实际的H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 浓度, 配制100mM H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 基液。

### 3、准备样品:

①植物、动物样品: 取正常或逆境下的新鲜植物组织(或动物组织), 清洗干净, 擦干, 切碎  
, 迅速称取, 按0.5g样品: 2ml CAT Assay Buffer工作液的比例, 加入预冷的CAT Assay  
buffer工作液后匀浆或研磨, 转移至15ml离心管, 再用CAT Assay Buffer工作液冲洗研钵  
或匀浆器, 合并冲洗液至该离心管, 补加CAT Assay Buffer工作液至10ml, 混匀, 4℃冰箱  
中静置10min, 转移离心管上部的清液至新的离心管, 4℃ 1200 r/min离心30min, 上清  
液即为过氧化氢酶粗提液, 4℃保存备用, 用于CAT的测定。

②血浆、血清和尿液样品: 血浆、血清按照常规方法制备, 用生理盐水10倍稀释后, 可以  
直接用于本试剂盒的测定, 尿液通常也可以直接用于测定, -20℃冻存, 亦可4℃短期保存  
, 用于CAT的测定。

③高活性样品: 如果样品中含有较高活性的CAT, 可用CAT Assay Buffer工作液稀释。

④(选做)样品准备完毕后可以用BCA蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度, 以便于后续计算  
单位蛋白重量组织或细胞内的CAT含量。

4、CAT加样: 取96孔板, 按照下表设置空白孔、测定孔, 溶液应按照顺序依次加入, 并注  
意避免产生气泡; 如果样品中的酶活性过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测  
定, 样品的测定最好设置平行复测孔。

加入物(μl)	空白管	测定孔 I	测定孔 II
CAT Assay Buffer 工作液	120	120	120
待测样品(或提取液)	16	16	16
蒸馏水	80	80	80
单独取空白管煮沸 1min, 冷却至 25℃。将其余测定管预热至 25℃。			

5、CAT测定: 加入100mM H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 基液24μl, 每加完一孔立即计时, 亦可用排枪同时加样, 以  
避免误差; 蒸馏水调零, 酶标仪测定240nm处各孔吸光度, 每隔1min读数1次, 共测4次  
, 待全部测定完毕后, 计算酶活力。

### 计算

CAT活性单位定义: 在25℃ 1min A<sub>240</sub>减少0.1的过氧化氢酶量为一个CAT酶活力单位  
。根据酶活性定义, 计算出样品中的CAT活性。

$$\text{植物、动物组织中CAT活力}[U/(g \cdot \text{min})] = (\Delta A_{240} \times V_T \times N) / (0.1 \times V_S \times t \times W)$$

血清、血浆、尿液中CAT活力[U/(ml·min)]=( $\Delta A_{240} \times N$ )/(0.1 ×  $V_s \times t$ )

式中： $\Delta A_{240} = A_{\text{空白}} - (A_{\text{测定I}} + A_{\text{测定II}})/2$

$A_{\text{空白}}$  = 空白的吸光度

$A_{\text{测定}}$  = 待测样品最后比较稳定的吸光度

$V_T$  = 提取酶液总体积(ml)

$N$  = 待测样品检测前的稀释倍数

$V_s$  = 测定时所用样品体积(ml)

$t$  = 加 $H_2O_2$ 基液到最后一次读数的反应时间(min)

$W$  = 样品新鲜质量(g)

0.1 =  $A_{240}$  下降0.1时的一个酶活力单位

### 注意事项

- 1、待测样品中不应含有CAT抑制剂，同时需避免反复冻融。
- 2、CAT Assay Buffer如出现沉淀或絮状物，可用50°C左右温水助溶，仍有絮状物应弃用。
- 3、完整的红细胞以及未稀释的溶血液中的过氧化氢酶置于4°C1周仍然很稳定，稀释后的溶血液中CAT容易失活。
- 4、尽量避免冰冻样品造成溶血，否则过氧化氢酶活性会下降10%~15%。
- 5、血清样品室温下3天内活性下降64.7%，4°C下下降10.5%，-20°C保存30天活性仅下降3.5%，因此待测样品均应-20°C或-70°C保存。
- 6、400nm 以下吸光度值的测定应选用石英比色杯或 96 孔 UV 酶标板。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12个月。低温运输，4°C保存。