

内源性酶封闭液(H₂O₂法)

产品简介

在免疫组化染色中，如果组织内存在相同的内源酶，应抑制内源性酶活性，不能让其加入底物的反应体系，以免影响标记的效果，如过氧化物酶、碱性磷酸酶等。

内源性酶封闭液(H₂O₂法)由低浓度H₂O₂、磷酸盐等组成，能够很好的非特异性结合反应，尤其适用于封闭内源性酶的活性。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS039IH0	Storage
内源性酶封闭液(H ₂ O ₂ 法)	100ml	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、切片贴于玻片上，用PBS轻轻清洗。
- 2、将玻片吸干或吹干，入内源性酶封闭液(H₂O₂法)孵育10~20min。
- 3、无需清洗，直接将玻片吸干或吹干。
- 4、在未标记的一抗中孵育。

注意事项

- 1、一经开启，立即使用，防止有效成分挥发。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。低温运输，4℃保存。