

# ACC 储存液(90mmol/L)

#### 产品简介

植物根际存在各种微生物,2-5%的细菌能促进植物生长,增加作物产量,被称为根际促生细菌(PGPR),植物根际促生细菌的研究对开发植物专化型微生物菌剂,促进农作物增产增收有重要意义。

ACC 储存液(90mol/L)主要由 ACC(又称 1-氨基羰酰-1-环丙烷羧酸)、去离子水组成,经过滤除菌。DF 培养基常与 ACC,即 ACC 加入到 DF 培养基中,称为 ADF 培养基,用于分析细菌的 ACC 脱氨酶特性,菌株置于 ADF 培养基中的生长要好于 DF 培养基,说明该菌株能够以 ACC 为唯一氮源进行生长,即该菌株能够产生 ACC 脱氨酶。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

#### 产品组成

<b>名</b> 称	号 	ADS061M0	Storage
ACC 储存液(90mmol/L)		10ml	4℃
使用说明书		1 份	

### 自备材料

- 1、DF 培养基、NDF 培养基(选做)
- 2、无菌离心管或培养器皿、接种环、摇床、比色杯、分光光度计

#### 操作步骤(仅供参考)

- 1、ACC 储存液(90mmol/L)一般稀释至3~5mmol/L 使用,即按 ACC 储存液(90mmol/L):

  DF 培养基=1: 17-29 的比例混合,即获得 ADF 培养基。
- 2、取无菌离心管或培养器皿,加入 3ml ADF 培养基、DF 培养基或 NDF 培养基。
- 3、将纯化的菌株同时接种于上述 ADF 培养基、DF 培养基或 NDF 培养基中,置于摇床 150r/min 振摇培养 72h。
- 4、观察同一菌株在 ADF 培养基、DF 培养基、NDF 培养基三种不同培养基中的生长情况。
- 5、用分光光度计在 600nm 处测定各培养菌液的 OD 值,以便判断菌株长势。

#### 结果

当菌株置于 ADF 培养基中的生长明显好于 DF 培养基时,说明该菌株能够以 ACC 为唯一氮源进行生长,即该菌株能够产生 ACC 脱氨酶。



## 注意事项

- 1、 该试剂经过滤除菌,注意无菌操作,避免微生物污染。
- 2、 如果没有分光光度计, 也可以使用普通的酶标仪测定。
- 3、 置于 DF 培养基、NDF 培养基中培养是可选步骤,不是必须步骤。
- 4、 试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 5、 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。低温运输, 4℃保存。