

## HEPES 溶液(1mol/L,pH7.2)

### 产品简介

HEPES 即 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid，中文名称 N-(2-羟乙基) 哌嗪-N'-2 硫酸，分子式为 C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>S，分子量为 238.31，CAS Number 7365-45-9，对细胞无毒性作用，是一种非离子两性缓冲剂，能有效控制 pH 值在 6.8 ~ 8.2 范围，尤其在 pH7.2 ~ 7.4 具有较好的缓冲能力，终浓度一般为 10 ~ 50mmol/L，培养液内含 20mmol/L HEPES 即可达到较好的缓冲能力，优点是在开放式培养或细胞观察时能维持较恒定 pH 值。

HEPES 溶液(1mol/L,pH7.2)是一种常用溶液，pH 值为 7.2，经过滤除菌处理，直接加入到培养基中即可。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS040CC0	Storage
HEPES Solution (1mol/L, pH7.2)		100ml	-20°C
使用说明书	1 份		

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据具体实验要求操作。
- 2、一般工作终浓度为 10 ~ 50mmol/L，最常用的浓度为 10mmol/L，即稀释 100 倍使用。

### 注意事项：

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、本品易被细菌污染，可分装后-20°C保存，可延长保质期。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 4、高浓度 HEPES 对某些细胞可能有一定毒性。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12个月；低温运输，-20°C保存。