

DNA 保存液

产品简介

DNA 保存液由 Tris、EDTA、防腐剂等组成，可以螯合金属离子，这样就大大减少金属离子破坏 DNA 的能力，该试剂经无菌处理，不仅适用于保护溶液的 DNA，亦可用于保护组织样本中的 DNA。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS003D0	ADS003D1	Storage
	DNA 保存液		100ml	500ml
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作，一般按保存液：DNA 样本=1：9，4℃保存。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。