

NTE 缓冲液(1×,pH7.4)

产品简介

NTE 缓冲液(1×,pH7.4)由 100mM NaCl、10mM Tris 以及微量 EDTA 组成,所以简称为 NTE 缓冲液,pH 值约为 7.4,该试剂经无菌处理,可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

编号 名称	ADS005D0	Storage
NTE 缓冲液(1 ×,pH7.4)	100ml	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作,一般用原病毒体积 1%的 NTE 缓冲液溶解沉淀。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。