

pH 计电极保护液

产品简介

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中，容易产生老化现象，pH 计电极保护液可以很好的保护 pH 计电极。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS025C0	ADS025C1	ADS025C2	Storage
pH 计电极保护液	50ml	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份			

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般用超纯水彻底清洗电极后，浸泡于 pH 计电极保护液。
- 3、使用电极时，应先用超纯水彻底清洗电极，再进行 pH 的测量。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：36 个月。