

## BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)

### 产品简介

BPTE 电泳缓冲液(1×,RNase free)主要由 PIPES、TRIS、EDTA 等组成，是一种 RNA 电泳缓冲液，经 0.1%DEPC 处理，不含核酸酶，用于 RNA 电泳。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	ADS001N0	
BPTE 电泳缓冲液(1 ×,RNase free)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、实验过程中避免 RNase 污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月。