

BPTE 电泳缓冲液(10×,RNase free)

产品简介

BPTE 电泳缓冲液(10×,RNase free)主要由 PIPES、TRIS、EDTA 等组成, 是一种 RNA 电泳缓冲液, 经 0.1%DEPC 处理, 不含核酸酶, 使用时需用 DEPC 处理水稀释 10 倍后使用, 多用于 RNA 电泳。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS002N0	
BPTE 电泳缓冲液(10 ×,RNase free)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、用 DEPC 处理水稀释到 1×后使用。

注意事项

- 1、实验过程中避免 RNase 污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。