

## SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)

### 产品简介

SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)是一种以溴酚蓝为染料的 2.5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液，主要由 SDS、溴酚蓝、EDTA、蔗糖等组成，可用于蛋白上样。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	ADS002E0	
SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)	5ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、取适量的蛋白样品和 SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)混合，充分混匀。
- 2、直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
- 3、通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

### 注意事项

- 1、SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)中不含β-巯基乙醇。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月。低温运输，4°C保存。