

# PAGE 连续疑咬电泳缓冲液(2×,pH8.9)

## 产品简介

PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)由 Tris、甘氨酸、防腐剂等组成,不含变性剂 SDS,用于连续凝胶电泳,使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 2 倍后使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

#### 产品组成

编号	ADS011E0	Storage
PAGE 连续凝胶电泳缓冲液(2×,pH8.9)	500ml	RT
使用说明书	1份	

#### 操作步骤(仅供参考)

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期**: 12 个月。