

## Tris-甘油加样缓冲液(5×)

### 产品简介

Tris-甘油加样缓冲液是一种以溴酚蓝为染料，不含变性剂 DTT、SDS 的缓冲液，Tris-甘油加样缓冲液(5×)主要由 Tris-HCl、溴酚蓝、甘油等组成，常用于非变性的 PAGE 电泳的蛋白样品的上样，以便分析蛋白质。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS019E0	Storage
	Tris-甘油加样缓冲液(5×)		5ml
使用说明书		1份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、按照每 1μl 蛋白样品加入 4μl Tris-甘油加样缓冲液(5×)的比例，混合蛋白样品和 Tris-甘油加样缓冲液(2×)
- 2、直接上样到 PAGE 电泳胶加样孔内，通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可。

### 注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12 个月。常温运输，4°C 保存。