

## Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)

### 产品简介

Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)由 Tris、MOPS、SDS 等组成,用于分离蛋白和多肽,使用时需用蒸馏水或去离子水溶解,调节其 pH 值接近 8.3 后使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS023E0	Storage
Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)		10×1L	RT
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、用 800ml 蒸馏水或去离子水溶解一份该粉剂,调节其 pH 值接近 8.3,补水至 1000ml。、
- 2、在电泳装置内加入 Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液,装配。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月。