

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)

产品简介

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)由 1MTris 等组成, 不含变性剂 SDS, 用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS025E0	Storage
	Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后, 在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阳极缓冲液, 装配。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。