

Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)

产品简介

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1% SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 5 倍浓缩的粉剂, 主要由 125mM Tris、1.25M 甘氨酸、5% SDS 组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 5 倍后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS029E0	Storage
Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)	1L	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、取 Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)充分溶解于 700ml 蒸馏水或去离子水, 补水至 1000ml, 即为 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。
- 2、用蒸馏水或去离子水稀释 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液至 1×后使用。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月。