

磷酸盐-SDS 电泳缓冲液(4×)

产品简介

磷酸盐-SDS 电泳缓冲液(4×)由磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、SDS 等组成，用于 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 4 倍后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS073E0	Storage
	磷酸盐-SDS 电泳缓冲液(4×)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月。