

TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)

产品简介

TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)由 TEA、Tricine、SDS 等组成, 用于分离蛋白和多肽, 尤其适用于分离小分子量蛋白和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水溶解, 调节其 pH 值接近 8.3 后使用, 其中 TEA 特指三乙醇胺。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS080E1	ADS080E0	Storage
	TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)		1L	10×1L
使用说明书			1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、用 800ml 蒸馏水或去离子水溶解一份该粉剂, 调节其 pH 值接近 8.3, 补水至 1000ml。
- 2、在电泳装置内加入 TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液, 装配。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月。