

## 蛋白酶 K 缓冲液(10×)

### 产品简介

蛋白酶 K 缓冲液(10×)由 Tris-HCl 缓冲液(pH8.3)、氯化钠、EDTA 等组成, pH 约为 8.0, 蛋白酶 K 的溶解或反应时使用该反应缓冲液用去离子水稀释 10 倍。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	蛋白酶 K 缓冲液(10×)	ADS003Z0
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。