

## 核组蛋白储存液(pH7.6)

### 产品简介

核组蛋白储存液(pH7.6)由 HEPES 缓冲液(pH7.6)、EDTA、氯化钾、甘油、去离子水等组成, pH 约为 7.6, 临用前加入 1mM DTT, 用于保存核组蛋白。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	ADS004Z0	
核组蛋白储存液(pH7.6)	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存