

Church缓冲液

产品简介

Church缓冲液属于核酸杂交缓冲液，由0.5M磷酸盐缓冲液、SDS、EDTA、BSA等组成，不含蔗糖，可用于核酸杂交实验。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS075H0	Storage
	Church缓冲液		100ml
使用说明书			1份

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。低温运输，4°C保存。