

Weigert铁苏木素染色液

产品简介

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维：胶原纤维、网状纤维、弹力纤维，而胶原纤维(collagen fiber)是分布最广、含量最多的一种纤维。Weigert铁苏木素染色液是染色力较强的染色液，主要由苏木素和三氯化铁组成，临用前混合，多用于结缔组织的染色，如masson三色染色、Van Gieson染色等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS019DC0	ADS019DC1	Storage
		2×50ml	2×100ml	
试剂(A):苏木素染色液		50ml	100ml	RT
试剂(B):三氯化铁溶液		50ml	100ml	RT
临用前，取A、B按1:1混合,即为Weigert铁苏木素染色液，不宜久置。				
使用说明书		1份		

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般Weigert铁苏木素染色液染色1~5min。

注意事项

- 1、上述试剂均有刺激性，请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。