

铅盐染色液(玫棕酸法)

产品简介

铅对人体有害，过量的铅可沉积人体组织内，特别是骨骼和肾小管，铅盐染色有玫棕酸法、Timm硫化银法等。铅盐染色液(玫棕酸法)是利用螯合剂玫棕酸钠与铅盐结合，形成红色螯合物，染色过程中应避免使用含汞的固定剂，适用于石蜡切片。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS007DS0 2×50ml	Storage
试剂(A):玫棕酸染色液	50ml	RT避光
试剂(B):固绿染色液	50ml	RT
使用说明书	1份	

自备材料

- 1、无水乙醇
- 2、蒸馏水
- 3、恒温箱

操作步骤(仅供参考)

- 1、常规固定，常规浸蜡包埋，脱蜡至蒸馏水。
- 2、入玫棕酸染色液浸染1h，蒸馏水冲洗。
- 3、入固绿染色液复染1min，蒸馏水冲洗3次。
- 4、常规脱水，二甲苯或脱蜡透明液透明，中性树胶封固。

染色结果

铅盐	黑色
背景	绿色

注意事项

- 1、避免使用含汞的固定剂。
- 2、亦可恒温箱60~65℃加热后，载玻片置于预热的玫棕酸染色液5min。

有效期：12个月。