

CAPS 转移缓冲液(小于 10KD)

产品简介

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于WesternBlot实验中把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

CAPS转移缓冲液(小于10KD)主要由CAPS、DTT、甲醇等组成，适用于小于10KD的蛋白质转移，效果优于普通的Western转移缓冲液，该试剂为1×溶液，直接使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS024W0	Storage
CAPS 转移缓冲液(小于 10KD)	500ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、大多数蛋白质转移，应置于4℃进行，以防止蛋白降解。

注意事项

- 1、密闭保存，开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 6个月。低温运输，4℃保存。