

Western 转移缓冲液(5 ×)

产品简介

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

Western转移缓冲液(5 ×)主要成分为Tris、甘氨酸等，不含甲醇，不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上，该试剂为5 ×溶液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS029W0	Storage
Western 转移缓冲液(5 ×)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按Western转移缓冲液(5 ×): 甲醇: 蒸馏水=1: 1: 3的比例，配制1 ×转移工作液。
- 2、大多数蛋白质转移，应置于4℃进行，以防止蛋白降解。

注意事项

- 1、密闭保存，开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月。