

DNA 尿素加样缓冲液(2×)

产品简介

DNA 尿素加样缓冲液(2×)是一种的 DNA 上样缓冲液，该试剂主要由 Tris、EDTA、甘油等组成，不含溴酚蓝，加样后易下沉，使用时需稀释至 1×使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	DNA 尿素加样缓冲液(2×)	ADS030N0
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、DNA 样品与 DNA 尿素加样缓冲液(2×)等量混合后。
- 2、直接加到 DNA 胶内，电泳。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月。