

## 詹纳斯绿B 染色液(0.5%)

### 产品简介

詹纳斯绿 B(Janus Green B)又称健那绿，是一种活体染色剂，专一用于线粒体的染色，染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合，从而出现蓝绿色。

詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成，染色过程中务必保持所取的材料活性，并且迅速操作。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断 或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS006DZ0	Storage
詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)	10ml	4°C 避光
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)等量混合，一般染色 1~3min，根据不同样本染色而异。

### 注意事项

- 1、染色的线粒体应是新鲜提取，尽快染色，一般 2h 内全部完成。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12个月。常温运输，4°C保存。