

固绿乙醇染色液(0.5%)

产品简介

固绿(Fast Green FCF)又称坚牢绿 FCF 或快绿，分子式为 $C_{37}H_{34}N_2O_{10}S_3Na_2$ ，分子量为 808.91，CAS 号为 2353-45-9。

固绿属于酸性染料，能染色含有浆质的纤维素细胞组织，在染细胞和植物组织上应用极广，是植物组织学最常用的染料之一，它常与番红 O 联合用于显示软骨，其原理是基于阳离子染料粘多糖中阴离子基团的结合，嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色，与呈现红色的软骨对比鲜明，从而将软骨组织与骨组织区分开，该试剂亦用于植物标本染色等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS023DZ0	Storage
固绿乙醇染色液(0.5%)	100ml	RT	
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作或参考 Leagene 改良番红 O-固绿软骨染色试剂盒操作。

染色结果

骨组织	绿色
-----	----

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。