

甘油乳酸浮载剂

产品简介:

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。近年来甘油乳酸液(甘油乳酸浮载剂)越来越多替代乳酚油浮载剂，如果加入苯胺蓝可以作为染色剂，如果用封片剂封片，玻片样本可保存较长时间。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS086DZ0	Storage
	甘油乳酸浮载剂		100ml
使用说明书		1 份	

自备材料

- 1、盖玻片、载玻片、显微镜

操作步骤(仅供参考)

(一)植物材料

- 1、取要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加甘油乳酸浮载剂于植物材料上，使材料接触尽量封片液，尽量避免气泡。

(二)其它样品：参考贴组织切片进行操作。

注意事项

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。