

尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)

产品简介

含酮体的尿液中加亚硝基铁氰化钠，在碱性溶液作用下生成紫色环。尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)由酮粉剂(又称酮体粉试剂)组成，主要用于定性检测人、动物尿液中酮体含量。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

| 名称 | 编号 | |
|-------|-----------|---------|
| | ADS048TC0 | Storage |
| 酮体粉试剂 | 100g | RT 避光 |
| 使用说明书 | 1份 | |

操作步骤(仅供参考)

- 1、取凹玻片，向凹孔内加入一小勺酮体粉试剂。
- 2、滴加新鲜尿液于酮体粉试剂上，完全浸湿，静置后观察。

结果判断

| 定性 | 反应情况 |
|------|-----------------------|
| 阴性 | 5min 内无紫色或仅出现淡黄色或棕黄色。 |
| 可疑 | 只出现淡紫色环 |
| + | 逐渐出现淡紫色环 |
| 2+ | 较快出现淡紫色环 |
| 3~4+ | 立即出现淡紫色环 |

注意事项

- 1、尿液酮体浓度高时，紫色明显。
- 2、应注意密闭保存，否则显色不佳。
- 3、当含有大量非晶形尿酸盐时，则产生黄色至褐色环。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月。