

## SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)

本产品常温运输；保存于-20℃，保质期12个月。

### 货号规格：

货号	规格
ADS011ZF	1mL×10

### 产品简介：

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer, 5X), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。

### 使用说明：

- 1、使用时, 在蛋白质样品中加入1/4体积本产品, 混匀;
- 2、将混合物用沸水浴加热3~5min;
- 3、待冷却后, 高速离心5min, 上清即可用于电泳分析。如蛋白样品在加入上样缓冲液后, 无不溶性残渣, 则只需短暂离心, 将混合液收集到管底即可。加热后, 如果管盖上出现较多冷凝水, 建议轻弹离心管将冷凝水和样品混合以后, 再行高速离心步骤, 此举有助于降低上样样品浓度不均的现象。

### 注意事项：

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 2、本产品仅限科研使用。