

## SOB 培养基粉剂

### 产品简介

SOB 培养基可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。SOB 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成，其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍，溶于无菌水即可使用；如果严格要求无菌，应高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称 \ 编号   | ADS013M0 | Storage |
|-----------|----------|---------|
| SOB 培养基粉剂 | 1L       | RT      |
| 使用说明书     | 1 份      |         |

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 2、如需无菌，应溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**24 个月。