

## YT 培养基(2×,pH7.0)

### 产品简介

YT 培养基可用于多种细菌培养, YT 培养基 (2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成, 其浓度比常规 LB 培养基高, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS027M0	Storage
YT 培养基	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作, 加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月。低温运输, 4°C保存。