

A Media Supplement(50×)

产品简介

在动物体内活细胞能直接从血液或周围组织获得所需要的营养，细胞培养基主要由无机盐、糖(能量来源)、维生素、氨基酸等组成体，普遍使用的培养基添加剂如胎牛血清、次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷混合物(HT)、BSA 等。

A Media Supplement(50×)即 A 培养基添加剂，由氨基蝶呤组成，适用于杂交瘤选择和细胞培养，该试剂经无菌处理，稀释至 1×使用；10ml 溶液可制备 500ml 培养基，其工作浓度为 0.4μM 氨基蝶呤(A)。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS052M0	ADS052M1	Storage
	A Media Supplement(50×)		10ml	10×10ml
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考)

- 1、稀释至 1×使用。

注意事项

- 1、该试剂经无菌处理，应注意无菌操作，避免反复冻融。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月。低温运输，-20°C 保存。