

## NBRIP-P 培养基粉剂

### 产品简介

植物根际存在各种微生物，2~5%的细菌能促进植物生长，增加作物产量，被称为根际促生细菌(PGPR)，植物根际促生细菌的研究对开发植物专化型微生物菌剂，促进农作物增产增收有重要意义。

NBRIP-P 培养基粉剂主要由葡萄糖、氯化镁、硫酸镁、氯化钾、磷酸盐等组成，该试剂不含磷酸钙和 ACC(又称 1-氨基羧酰-1-环丙烷羧酸)，NBRIP-P 培养基多用于菌株原液的培养，尤其适用于活化接种菌种，再进行后续的菌株液体溶磷能力的测定。该试剂 仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS158M0	Storage
	NBRIP-P 培养基粉剂		1L
使用说明书		1 份	

### 自备材料

- 1、去离子水、二硝基苯酚、4M NaOH、2M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、钼锑抗显色试剂、NBRIP 培养基(解磷培养基)
- 2、烧杯、磁力搅拌器、无菌离心管或培养器皿、接种环、摇床、比色杯、分光光度计

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、配制 NBRIP-P 培养基：取一包 NBRIP-P 培养基粉剂倒入 1L 烧杯中，加入适量去离子水，搅拌溶解，调 pH 至 7.0，补水至 1L，115℃灭菌 20min，备用。
- 2、种子液的制备：将待测菌种依次接种至 NBRIP-P 培养基中，置于摇床 28℃ 160r/min 振荡培养 5~7 天，获得对数生长期的菌液，以备后续接种使用。
- 3、取无菌离心管或培养器皿，加入适量 NBRIP 培养基(解磷培养基)，将活化好的菌株接种于 NBRIP 培养基(解磷培养基)。
- 4、置于摇床 28℃160r/min 振荡培养 5~7 天。
- 5、取 4ml 菌液，8000g 离心 10min，取上清液 100μl 加入 4ml 无菌水，滴加 2 滴二硝基苯酚作为显色剂，再滴入几滴 4M NaOH 使溶液刚好呈黄色，再用 2M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 调至无色。
- 6、加入 1ml 钼锑抗显色试剂，补水至 10ml，摇匀，静置 30min，于分光光度计 700nm

- 处测定吸光度值，同时以未接种的空白培养基作为相应处理的作为对照。
- 7、通过磷标准曲线，可查出接菌处理各培养基中可溶性磷的浓度。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12个月。

