

## PDA 琼脂培养基

### 产品简介

PDA 琼脂培养基主要由 20%马铃薯、2%葡萄糖、2%琼脂糖等组成，经15psi 高压灭菌 30min，室温下成胶冻状，多用于食用菌菌种的培养。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称    | 编号        | ADS079M0 | Storage |
|-------|-----------|----------|---------|
|       | PDA 琼脂培养基 |          | 500ml   |
| 使用说明书 |           | 1 份      |         |

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、试验前，取 PDA 琼脂培养基加热充分溶解，分装于无菌培养皿，即为 PDA 斜面培养基，待用。
- 3、用接种环菌种接种于 PDA 斜面培养基，25°C 培养 7~10 天。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6 个月。低温运输，4°C 保存。