

## Mcllvaine 缓冲液(pH3.0-8.0)

### 产品简介

Mcllvaine 缓冲液属于广域缓冲溶液，pH 值调节范围在 3~8 之间，缓冲范围较大，可以用于多种用途，例如线粒体的分离染色等。

Mcllvaine 缓冲液(pH3.0-8.0)主要由磷酸氢二钠、柠檬酸、防腐剂等组成，根据客户需要选择 pH 值，pH 值可选 3.0、4.0、4.1、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0 等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	ADS006CZ0	
Mcllvaine Buffer(pH3.0-8.0)	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、pH 值偶尔有微小误差，一般不影响使用。
- 2、由于 Mcllvaine 缓冲液(pH3.0-8.0)含有防腐剂成分，如果对实验有影响，请选择购买不含防腐剂的相关产品，但保质期会大大缩短。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6 个月。低温运输，4°C 保存。