

## 台氏液(Tyrode's Solution,无钙)

### 产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

Tyrode's Solution(无钙)也属于平衡盐溶液的一种,主要由氯化钠、磷酸盐、葡萄糖等组成,不含钙离子,经常用于哺乳肌体灌流、清洗组织,并维持离体肠肌的正常生理功能。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS025CZ0	Storage
Tyrode's Solution(无钙)	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 注意事项

- 1、Tyrode's Solution(无钙)不产生沉淀,如果产生少许沉淀,可以加热溶解或过滤后使用,产生大量沉淀应弃用。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6个月。低温运输, 4°C保存。