

## 人工结肠液

### 产品简介

人工结肠液其英文表述为 Artificial colonic fluid，是模拟结肠液的组分和pH值的一种溶液，人工结肠液(无菌)主要由磷酸盐、氨水等组成，经无菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS059CZ0	Storage
人工结肠液(无菌)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据具体实验要求操作。

### 注意事项

- 1、人工结肠液非无菌溶液，如有无菌要求，应注意 0.22 $\mu$ m 过滤除菌操作。
- 2、人工结肠液需密闭保存，一旦开封应立即使用，否则效率下降。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月。