

## 木村 B 水稻营养液

### 产品简介

水稻长期栽培于养分浓度低的水田环境，能适应低浓度营养，具有喜铵<sub>4</sub> (NH<sub>4</sub><sup>+</sup> - N)、吸一磷酸能力强、吸 Fe 能力弱等特点。因此，水稻营养液中磷酸盐浓度不宜高，20mg/L磷酸即可，Fe 浓度应适当增加。目前常用的水稻营养液有木村营养液、春日井营养液和国际水稻所常规营养液 (Yoshida)。

木村 B 水稻营养液由大量元素、铁盐、钙盐等组成，不含硅酸钠，pH 为 5.0 左右。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS161M0	Storage
	木村 B 水稻营养液		500ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。一般直接使用。如有需要，可自行添加硅酸钠至 200(mg/L)。

### 注意事项

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 4°C，12 个月。室温运输，4°C 保存。