

## 蔗糖-PBS 溶液(10%)

### 产品简介

PBS 是磷酸缓冲盐溶液(Phosphate-Buffered Saline)的简称, 是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一, 不含钙镁的 PBS 又称 Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS, 主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾组成, 不含  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ , pH 值约为 7.4, 常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。蔗糖具有脱水的作用, 常作为脱水剂。

蔗糖-PBS 溶液(10%)主要由 10%蔗糖、PBS、防腐剂等组成, 用于新鲜组织取材后的脱水处理, 用该溶液沉淀以去除多余水分, 以避免冷冻后产生冰晶。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称 \ 编号        | ADS020DD0 | Storage |
|----------------|-----------|---------|
| 蔗糖-PBS 溶液(10%) | 500ml     | 4°C     |
| 使用说明书          | 1 份       |         |

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、新鲜组织取材, 用充分 PBS 清洗数次。
- 2、置于蔗糖-PBS 溶液(10%)中, 并置于 4°C 过夜。
- 3、更换于恰当的固定液中固定或进行其他操作。

### 注意事项

- 1、蔗糖溶液容易污染, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6个月; 常温运输, 4°C 保存。