

番红 O 染色液(0.1%)

产品简介

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料，嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色，它常与固绿合用用于显示软骨，是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合，嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色，与呈现红色的软骨对比鲜明，从而将软骨组织与骨组织区分开，亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS051DM0	Storage
	100ml	RT
使用说明书	1 分	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求进行操作或参考改良番红 O-固绿软骨染色液操作。
- 2、单独使用一般染 1 ~ 2min。

染色结果

软骨基质、细胞浆	红色
----------	----

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。