

## 沙黄/藏红T 水溶液(2%)

### 产品简介

沙黄/藏红T水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS055DM0	Storage
	沙黄/藏红 T 水溶液(2%)		100ml
使用说明书		1 份	

### 自备材料

1、载玻片、盖玻片、酒精灯、光学显微镜

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、涂片：载玻片编号，于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(2%)，加热至出现蒸汽，约 0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片，轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

### 注意事项

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色，阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解，都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12 个月。