

钌红染色液

产品简介

钌红(Ruthenium Red)分子式为 $\text{Ru}_3\text{O}_2\text{Cl}_{6.14}(\text{NH}_3)$ ，CAS 号为 11103-72-3，分子量为 786.35，外观为红色晶体，可用做电压敏感的钙离子通道抑制剂。

钌红染色液在植物病虫害组织切片染色中，可将宿主植物组织中菌丝体和孢子染成红色。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS077DM0	Storage
钌红染色液	10ml	RT 避光
使用说明书	1 分	

操作步骤(仅供参考)

- 1、制备好的切片入钌红染色液中，浸染 1~3min。
- 2、对于较难染色的样本，应适当延长染色时间。

染色结果

菌丝体和孢子	红色
--------	----

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。