

HEPES-KAc 裂解缓冲液

产品简介

为了分离酵母亚细胞组分，细胞壁较厚的酵母菌必须经过裂解。差速离心法能够依照原生质体中各个亚细胞组分的大小，粗略的将他们分开，获得较多的细胞器或膜成分，并去除多余组分或减少样品体积。

HEPES-KAc 裂解缓冲液主要由 HEPES、乙酸钾、200 mM 山梨醇、1mM EDTA 组成，高压灭菌，用于裂解原生质体，获得亚细胞组分。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS016CS0	
HEPES-KAc 裂解缓冲液	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作，避免反复冻融。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月。低温运输，4°C保存。