

改良 Barth 溶液(无钙)

产品简介

非洲爪蟾分裂间期卵细胞提取物是体外细胞活动重建实验中细胞质和细胞器成分的主要来源，可进行去膜精子染色质的核组装、核蛋白的输入以及 DNA 的复制。

改良 Barth 溶液(无钙)主要由氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠、HEPES、硫酸镁等组成，不含 Ca^{2+} ，主要用于漂洗卵母细胞。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS019CS0	Storage
	改良 Barth 溶液(无钙)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。低温运输，4°C 保存。