

无菌去离子水(For PCR)

产品简介

水(H₂O)是由氢、氧两种元素组成的物质, CAS 号为 7732-18-5, 分子量为 18.02。去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水; Deionized Water 属于超纯水, 专门用于 PCR 实验。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS010P0	Storage
	Deionized Water(For PCR)		50ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、Deionized Water(For PCR)为无菌溶液, 请注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。