

## 葡萄糖-磷酸盐缓冲液(G-PBS)

### 产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

葡萄糖-磷酸盐缓冲液(G-PBS)主要由 1%葡萄糖、PBS(pH7.4)等组成, 是平衡盐溶液的一种。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称    | 编号                | ADS346C0 | Storage |
|-------|-------------------|----------|---------|
|       | 葡萄糖-磷酸盐缓冲液(G-PBS) |          | 500ml   |
| 使用说明书 |                   |          | 1 份     |

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、注意密闭保存, 避免微生物污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。