

EDTA 溶液(2%,pH7.0,无菌)

产品简介

EDTA 溶液(2%,pH7.0,无菌)是用 EDTA.2Na 配制, 调 pH 值约为 7.0, 经高压灭菌处理, 用于螯合金属离子等, 是常用分子生物学试剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号		Storage
	ADS006C0/1		
EDTA 溶液(2%,pH7.0,无菌)	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、实验要求无菌时, 应注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。